


Function Selection



MZ-PODEX e.K.
Ornachstrasse 8
D-87538 Fischen i. Allgäu

Tel.: +49 (8326) 38 67 830
Fax: +49 (8326) 38 67 835
Email: info@popodusche.de
Web: www.popodusche.de

www. **CleanYou** .eu


Reise-Bidet mit Batteriebetrieb



Einfach und kompakt
für Ihre Hygiene

www. **CleanYou** .eu

Lieferumfang



- | | |
|------------------|-----------------------|
| A) Wassereinlass | F) Batterieöffnung |
| B) Wassertank | G) Reisetasche |
| C) On/Off-Knopf | H1) Duschkopf Normal |
| D) Gehäuse | H2) Duschkopf Spezial |
| E) Batteriefach | H3) Duschkopf Spray |


Kapazität: 180 ml Power: 1-AA Alkaline Batterie
(Die Batterie ist im Lieferumfang nicht enthalten)

Bitte beachten Sie:

Damit Sie lange Freude mit Ihrem Reise-Bidet haben, empfehlen wir Ihnen, diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen. Dabei wird Ihnen der einfache und verständliche Gebrauch erklärt. Für eine sichere Benutzung verwenden Sie bitte ausschließlich Alkaline Batterien.

Zum Schluss

- 1) Nach jedem Gebrauch öffnen Sie den Wassertank (B) zum entleeren.
- 2) Stecken Sie nun den Duschkopf Normal (H1) wieder auf das CleanYou Reise-Bidet und schwenken Sie diesen in Richtung Gehäuse (D) zurück.
- 3) Nun können Sie das Gehäuse (D) wieder in den Wassertank (B) schieben und in die Reisetasche (G) verstauen.




Wichtig: Benutzen Sie niemals zu heißes Wasser! Dies kann zu Unannehmlichkeiten bei der Benutzung führen und das Gerät beschädigen.


Wenn Sie das CleanYou Reise-Bidet nicht verwenden, entfernen Sie bitte auch die Batterie aus dem Batteriefach (E).

Wie Sie den Duschkopf Spray (H3) benutzen

- 1) Installieren Sie den Duschkopf Spray (H3) wie abgebildet.



- 2) Befüllen Sie den Wassertank (B) wie bisher.
- 3) Durch betätigen des On/Off-Knopfes starten Sie den Duschvorgang. Über das Drehen am Duschkopfsende (H3) lässt sich der Duschstrahl verändern.



Erste Schritte vor dem Gebrauch

Öffnen Sie mit Hilfe des Plastikschlüssels (an Reisetasche (G) befestigt) das Batteriefach (E) durch Linksdrehung der Batterieöffnung (F) und setzen eine 1-AA-Alkaline-Batterie ein. Verschließen Sie danach wieder das Fach (E).



Die Wasserfüllung


- 1) Öffnen Sie den Wassereinlass (A) und ziehen Sie das Gehäuse (D) bis zum Anschlag hinaus. Der On/Off-Knopf (C) wird dabei sichtbar.
- 2) Nach der Füllung kann der Wassereinlass (A) wieder geschlossen werden.



Wichtig: Benutzen Sie niemals zu heißes Wasser! Dies kann zu Unannehmlichkeiten bei der Benutzung führen.

Wie Sie den Duschkopf Normal (H1) benutzen


- 1) Schwenken Sie den Duschkopf (H1) komplett aus bis dieser einrastet
- 2) Nehmen Sie das Bidet wie abgebildet in die Hand und führen Sie es an die Region, die Sie reinigen möchten. Nun können Sie durch Drücken des ON/OFF-Knopfes (C) den Wasserstrahl aktivieren.
- 3) Die Sprühstärke können Sie über das Schieben nach vorne/hinten auf dem Duscharm (H1) regulieren.



Wichtig: Wenn Sie das CleanYou Reise-Bidet nicht verwenden, entleeren Sie bitte den Wassertank (B). Dieses Modell wurde nicht zum Aufbewahren von Flüssigkeiten konzipiert.

Wie Sie den Duschkopf Spezial (H2) benutzen

- 1) Füllen Sie frisches Wasser in den Wassertank (B). Die Skala auf der Außenseite hilft Ihnen beim Dosieren, wenn Sie eine spezielle Reinigungs lotion verwenden möchten
- 2) Entfernen Sie den Duschkopf Normal (H1) indem Sie diesen vom Gehäuse (D) abziehen. Den Duschkopf Spezial (H2) stecken Sie auf das Duscharmende am Gehäuse (D)
- 3) Nehmen Sie das CleanYou Reise-Bidet in die Hand und führen den Duschkopf Spezial (H2) ein. Nach Drücken des ON/OFF-Knopfes wird der Wasserstrahl aktiviert.



Dieser Duschkopf Spezial eignet sich z.B. für Einläufe usw.

Wichtig: Reinigen Sie den Duschkopf Spezial nach/vor jedem Gebrauch mit heißem Wasser. Um eine mögliche Infektion vorzubeugen, tauschen Sie niemals mit anderen Personen.

Wenn Sie das CleanYou Reise-Bidet nicht verwenden, entfernen Sie bitte das Wasser aus dem Wassertank (B).